

Bechergläser temperiert, Beakers jacketed

Art.Nr. L50566....




Abb.: Becherglas temperiert, mit Magnetrührer
fig.: Beakers jacketed, with magnetic stirrer

Bechergläser temperiert

- Einsatz in der Biologie und Chemie
- Außenmantel wird mit externen Thermostaten temperaturgesteuert
- genaue Temperierung des Mediums
- optimierter Becherglasboden und gleichmäßiges Rühren bei eiförmigen Magnetrührstäbchen
- weite Öffnung ermöglicht guten Medienzugriff

Reaction beakers, jacketed

- useful in biological and chemical reactions, including titrations, enzyme digestions and synthetic organic reactions
- of temperature controlled reactions
- serrated hose connections
- conical lower interior surface eliminates spin-out when used with an egg-shaped PTFE magnetic stir bar
- open top provides easy access to samples

Größentabelle Table of sizes Volumen (ml)	Bechergläser beakers Art.-nr. L50566....
100	0100
150	0150
250	0250
500	0500
800	0800
1000	1000
2000	2000
3000	3000
5000	5000

Speziell für Pharma Kunden

Dieses Produkt kann mit einer Produkt Lot / Chargen Nummer mit Qualitätszertifikat versehen werden. Bitte in Ihrer Bestellung mit angeben. Wir erläutern Ihnen gerne die technischen Details.
HLL Apparatebau steht für hohe Qualität und Lieferfähigkeit.

Specially for pharmaceutical customers

This product can be batch numbered including certificate of quality. Please mention this in your orders if requested. Willingly we illustrate the technical data to you. HLL apparatus construction stands for high quality and supply availability.



Abb.: Becherglas temperiert, Art: L505663000 mit 3000 ml und L505661000 mit 1000 ml
fig.: Beakers jacketed, Art: L505663000 with 3000 ml and L505661000 with 1000 ml

DB-L50566-xxxx-Becherglas_temperiert-DEU-ENG-0610