

Analysen-Filtrationseinheiten und -Filtertrichter, Thermo Scientific Nalgene, IDL

Analytical Filter Units and Funnels

Vormontierte und vorsterilisierte Einweg-Filtrationseinheiten und Einweg-Filtertrichter mit Membranen, die zur Kultur oder für Analysen leicht entnommen werden können. Filterbecher mit 100-ml-Marke.

Filtrationseinheiten und -Trichter dieser Gruppe sind mit tritonfreien Cellulosenitrat-Membranen ausgestattet:

- Die CN-Membran gewährleistet ausgezeichnete Erfassung und gutes Wachstum von Mikroorganismen. Die 0,45- μ m-CN-Membran ist in den USA und Deutschland offiziell zur Wasserqualitätsprüfung zugelassen.

① Analysen-Filtrationseinheit, Typ A (150 ml), aus Polystyrol mit CN-Membran

Zur einfachen Entnahme der Membran mit einer sterilen Pinzette lässt sich die Verbindung zwischen Filterbecher und Filtrationsflasche leicht lösen. Seitentubus mit Schnellanschluss-Schlauchadapter. 47-mm Membran.

Porengröße μ m	Membran Farbe	Best.-Nr.	VE St./Pack
0,2	weiß	26 87 13020	12
0,45	weiß, mit schwarzem Gitternetz	26 87 13045	12

❗ Nur Original-Verpackungseinheit lieferbar. Kein Anbruch möglich.

② Analysen-Filtertrichter, Typ A, aus Polypropylen mit CN-Membran

Zum Filtrieren von Lebensmittelproben, Getränken und (Ab-)Wässern in Verbindung mit Saugflaschen bzw. Vakuumverteilern. Einfach zu lösende Steckverbindung zwischen Ober- und Unterteil, Membran somit leicht herausnehmbar. Steril verpackt in Schrumpfpackung. Jeder Packung liegt ein Adapter bei.

Porengr. μ m	Volumen Oberteil ml	Membran-Ø mm	Membran Farbe	Best.-Nr.	VE St./Pack
0,2	250	47	weiß, ohne Gitter	26 87 14520	50
0,45	100	47	weiß, mit Gitter schwarz	26 87 14545	50
0,45	250	47	weiß, mit Gitter schwarz	26 87 14525	50
0,45	100	47	grau, mit Gitter schwarz	26 87 14745	50
0,2	100	47	weiß, ohne Gitter	10 87 14544	50
0,2	250	47	grau, mit Gitter schwarz	10 87 14725	50

❗ Nur Original-Verpackungseinheit lieferbar. Kein Anbruch möglich.

③ Analysen-Filtertrichter aus Polystyrol mit CN-Membran

Ideal zur Anwendung mit Saugflaschen und Ansaugvorrichtungen, insbesondere bei Analysen größerer Volumina (so lange die Membran durchlässig bleibt). Einfache Schnappverbindung mit herausnehmbarer Membran. Sicherer und einfacher in der Handhabung als Glas- oder Metalltrichter. Jede Packung enthält eine NALGENE-Vakuumdichtung, die anstelle eines Stopfens oder Adapters mit einer Bohrung von mindestens 14,3 mm Durchmesser verwendet werden kann. Steril / Graduiert.

Porengr. μ m	Vol. ml	Obert. mm	Membran-Ø mm	Membran-Farbe	Best.-Nr.	VE St./Pack
0,45	150	47		weiß, mit Gitter schwarz	10 87 14445	72

❗ Nur Original-Verpackungseinheit lieferbar. Kein Anbruch möglich.

Nalgene™-Filter mit offiziellem Zertifikat für die Wasseranalytik

Analysen-Filtrationseinheiten bzw. -Filtertrichter mit 0,45- μ m-Cellulosenitrat-Membranen haben ein offizielles Zertifikat für die Wasseranalytik, d.h. Produktion und Material erfüllen die Standards nach:

- APHA, 14. Aufl., Kapitel 909 A, B, C.
- U.S. Safe Drinking Water Act, P.C. 93-253 sowie
- weitere Anforderungen der EPA.

Dies gilt für folgende Nalgene™-Filter

Analysen-Filtrationseinheiten 26 87 13045 und Nalgene-Nr. 140-4045.

Analysen-Filtertrichter 26 87 14545.

